




# 薬品管理支援システム IASO R7 説明会

 関東化学株式会社

 関東化学株式会社

## 試薬管理に関与する主な法律



# 基本は「入り」と「出」の管理

最低限、法律で規制されている物質について

- 何(物質・法律)をどのくらい購入したか
  - 購入したものは何処に貯蔵されているか
  - 誰がどのくらい使用したか
- ⇒現在庫はどのくらい保有しているか



管理台帳・棚卸の継続実施


## 試薬1本1本にユニークな番号を付け



IASOバーコード



※バーコードリーダーがあれば入力が容易



識別コード  
(英数字 3桁)

グループ内連番  
(数字 8桁)

※ラベルバーコード(入庫時のみ使用)

# 試薬1本に1枚の管理カードを作成



## 薬品登録操作 (1分)



① 商品のバーコードを読み取り、データベースから該当品の情報を検索  
※ 物質名、製品番号、CAS等から検索も可能




② 保管場所をメニューから選択  
※ Lot、購入価格、コメント等を入力可能



③ 試薬瓶に貼った管理番号を入力する

# カードに使用状況を記録



使用毎の登録  
↑  
繰り返し  
↓  
使用毎の登録



## 使用状況記録操作 (30秒)



① 試薬瓶に貼った管理番号を入力する



② 使用目的を選択し、毒物等の場合はビンの重量を入力 (それ以外はスキップ)



③ 確定  
※ 使用時のコメントを入力可能

# IASO R7をご利用にあたり

## ブラウザ設定

- インターネット一時ファイルの設定
- 信頼済みサイトの登録
- ポップアップブロックの設定

詳細については、ログイン画面  
「HELP」-「ブラウザ設定」を参照